



耐圧ガラス測定瓶

耐圧ガラス測定瓶及びキャップ

■ 規格

| 品名       | 規格                          | 材質                     | 備考             | コードNo.  |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 耐圧ガラス測定瓶 | 100mL(5mL目盛入)<br>外径35×200mm | 硬質ガラス製                 | キャップ・<br>パッキン付 | 4121-01 |
| キャップ     | 内径26×外径34×<br>高さ21mm        | フェノール樹脂                | 厚み 4mm         | 4121-51 |
| パッキン     | 直径26mm                      | シリコンゴム<br>(テフロンコーティング) | 厚み1.5mm        | 4121-52 |

滅菌ラック(オートクレーブ滅菌用)

■ 規格

| 型式    | 架数  | オートクレーブ内寸法 | 外寸法(W×D×H)mm | 1マスの内寸法 | コードNo.  |
|-------|-----|------------|--------------|---------|---------|
| KE-24 | 16本 | 240 mm用    | 170×170×165  | 37×37mm | 4121-04 |
| KE-30 | 25本 | 300 mm用    | 210×210×165  | 〃       | 4121-02 |
| KE-36 | 36本 | 360 mm用    | 250×250×165  | 〃       | 4121-03 |



KE-30  
(オートクレーブ・300mm用)



KE-24  
(オートクレーブ・240mm用)

耐圧ガラス測定瓶は  
付属しません

耐圧テフロン測定瓶



耐圧テフロン測定瓶



滅菌ラック(TK-9)  
(耐圧テフロン測定瓶は付属しません)

耐圧テフロン測定瓶

■ 規格

| 内容量   | 外径(内径)×高さmm | 材質   | 備考    | コードNo.  |
|-------|-------------|------|-------|---------|
| 100mL | 70(63)×76   | テフロン | キャップ付 | 4131-01 |

滅菌ラック(テフロン測定瓶用)

■ 規格

| 型式    | 架数       | 外寸法(W×D×H)mm | 1マスの内寸法 | コードNo.  |
|-------|----------|--------------|---------|---------|
| TK-9  | 9本(3×3)  | 230×235×85   | 72×72mm | 4131-02 |
| TK-12 | 12本(3×4) | 230×310×85   | 〃       | 4131-03 |

耐圧ガラス測定瓶、耐圧テフロン測定瓶

| コードNo. |    | 品名        | 型式      | 規格                         | 定価     |
|--------|----|-----------|---------|----------------------------|--------|
| 4121-  | 01 | 耐圧ガラス測定瓶  |         | 100mL 外径φ35×200mm          | 3,000  |
| -      | 02 | 滅菌ラック     | KE-30   | 300mm用 25本架                | 11,600 |
| -      | 03 | "         | KE-36   | 360mm用 36本架                | 13,500 |
| -      | 04 | "         | KE-24   | 240mm用 16本架                | 10,500 |
| -      | 51 | キャップ      | フェノール樹脂 | 内径φ26×外径φ34×高さ21mm         | 300    |
| -      | 52 | パッキン      | シリコーンゴム | 直径φ26mm                    | 200    |
| 4131-  | 01 | 耐圧テフロン測定瓶 | テフロン    | 100mL 外径(内径)φ70(63)×高さ76mm | 16,500 |
| -      | 02 | 滅菌ラック     | TK-9    | 9本架                        | 12,000 |
| -      | 03 | "         | TK-12   | 12本架                       | 14,000 |