

1 水質試験機器

2 シェーカー機器

3 環境試験機器

4

薬料機器

5

バイオ機器

6

食品衛生機器

7

その他



ダーラム発酵管


ダーラム管



R-27

R-21

アルミキャップ



発酵管台(27-20)

※写真の発酵管は付属しません

ダーラム発酵管

ダーラム発酵管は、上水試験方法の大腸菌群各種試験に用いられるLB培地発酵管です。大量生産によるコストダウンを図り広くご愛用いただいております。

(大・中の2種類あります)

ダーラム発酵管(LB培地用)規格

型 式	内径φ×全長	肉 厚	目盛(容量)表示	コードNo.
大	24 × 270 mm	1.5mm	25mL・75mL	4151-01
中	18 × 200 mm	1.3mm	10mL・20mL	4151-02

ダーラム管・規格

型 式	外径φ×全長	肉 厚	材 質	コードNo.
大	8 × 50 mm	1mm	超硬質ガラス管	4151-03
中	8 × 30 mm	〃	〃	4151-04

アルミキャップ(ダーラム発酵管用)規格

型 式	適合発酵管	内径φ×全長	コードNo.
R-27	大	27.5 × 40 mm	4151-05
R-21	中	21.5 × 40 mm	4151-06

発酵管台

発酵管台は弊社のダーラム発酵管用として製作したステンレス鋼板製(SUS-304)の架台です。ステンレス鋼板製ですから重量感があり、安定性に優れています。ワイヤー製と異なり、やさしく容器を保護します。

発酵管台規格

型 式	架 数	寸 法 (W×D×H)mm	穴 径 φmm	コードNo.
21-20	中用20本架	352× 80×160	22	4151-07
21-40	中用40本架	352×148×160	〃	4151-08
27-20	大用20本架	412× 92×160	28	4151-09
27-40	大用40本架	412×180×160	〃	4151-10

※ 材質はステンレス(SUS-304製)

ダーラム発酵管・発酵管台

コードNo.		品 名	型 式	規 格	定 価
4151-	01	ダーラム発酵管 (LB培地用)	大	内径 Φ 24×全長270mm	770
-	02		中	" Φ 18×全長200mm	550
-	03	ダーラム管	大	外径 Φ 8×全長 50mm	60
-	04		中	" Φ 8×全長 30mm	60
-	05	アルミキャップ (ダーラム発酵管用)	R-27	内径 Φ 27.5×40mm	150
-	06		R-21	" Φ 21.5×40mm	110
-	07	発酵管台	21-20	中用20本架(穴径 Φ 22mm)	9,600
-	08		21-40	中用40本架(")	14,400
-	09		27-20	大用20本架(穴径 Φ 28mm)	10,800
-	10		27-40	大用40本架(")	16,200