



試験管ホルダー

容器は付属しません




三角フラスコホルダー

容器は付属しません



バイアル瓶ホルダー

容器は付属しません



転倒攪拌型ホルダー

容器は付属しません

試験管ホルダー(直径 200mm)RR-30用

型 式	試験管サイズ	架 数	コードNo.
T-18-40	φ 18×180(150)mm	40本	6501-57
T-25-26	φ 25×180(150)mm	26本	6501-58

試験管ホルダー(直径 300mm)RR-30用

型 式	試験管サイズ	架 数	コードNo.
T-18-54	φ 18×180(150)mm	54本	6501-59
T-25-80	φ 25×180(150)mm	80本	6501-60

三角フラスコホルダー(直径 200mm)RR-30用

型 式	フラスコ容量	架 数	コードNo.
F-100-5	三角フラスコ100mL	5個	6501-61
F-200-4	φ 200mL	4個	6501-62

三角フラスコホルダー(直径 300mm)RR-30用

型 式	フラスコ容量	架 数	コードNo.
F-100-6	三角フラスコ100mL	6個	6501-63
F-200-5	φ 200mL	5個	6501-64

試験管ホルダー(直径 420mm)RCA-5・5S用

試験管ホルダー(直径 620mm)RCA-10・10S用

型 式	試験管サイズ	架 数	本体の型式	コードNo.
T-5-18	φ 18×180mm	148本	RCA-5 RCA-5S	6601-59
T-5-25	φ 25×180mm	97本		6601-60
T-5-30	φ 30×120mm	65本		6601-61
T-5-40	φ 40×120mm	47本		6601-62
T-10-18	φ 18×180mm	353本	RCA-10 RCA-10S	6601-63
T-10-25	φ 25×180mm	240本		6601-64
T-10-30	φ 30×120mm	170本		6601-65
T-10-40	φ 40×120mm	100本		6601-66

試験管ホルダー(直径 200mm)RCA-1・1D用

型 式	試験管サイズ	架 数	コードNo.
T-1-18	φ 18×180(150)mm	40本	6601-51
T-1-25	φ 25×180(150)mm	24本	6601-52
T-1-40	φ 40×130mm	15本	6601-53

三角フラスコホルダー(直径 200mm)RCA-1・1D用

型 式	フラスコ容量	架 数	コードNo.
F-1-50	三角フラスコ 50mL	6個	6601-54
F-1-100	φ 100mL	5個	6601-55
F-1-200	φ 200mL	4個	6601-56

バイアル瓶ホルダー(直径 200mm)RCA-1・1D用

型 式	容器サイズ	架 数	コードNo.
V-1-25	φ 25×50mm	24個	6601-57

転倒攪拌型ホルダー(直径 200mm)RCA-1・1D用

型 式	試験管サイズ	架 数	コードNo.
M-1-15	共栓試験管 φ 15×150mm	32本	6601-58

三角フラスコホルダー(直径 420mm)RCA-5・5S用

三角フラスコホルダー(直径 620mm)RCA-10・10S用

型 式	フラスコ容量	架 数	本体の型式	コードNo.
F-5-50	三角フラスコ 50mL	32個	RCA-5 RCA-5S	6601-67
F-5-100	φ 100mL	22個		6601-68
F-5-200	φ 200mL	15個		6601-69
F-5-300	φ 300mL	9個		6601-70
F-10-50	φ 50mL	58個		6601-71
F-10-100	φ 100mL	50個	RCA-10 RCA-10S	6601-72
F-10-200	φ 200mL	35個		6601-73
F-10-300	φ 300mL	26個		6601-74

1 水質試験機器

2 シェーカー機器

3 環境試験機器

4 薬科機器

5 バイオ機器

6 食品衛生機器

7 その他

各種回転ホルダー

コードNo.	品名	型式	規格	定価
6501-57	試験管ホルダー	T-18-40	φ18×180(150)mm×40本架	36,000
-58		T-25-26	φ25×180(150)mm×26本架	36,000
-59		T-18-54	φ18×180(150)mm×54本架	41,800
-60		T-25-80	φ25×180(150)mm×80本架	41,800
-61	三角フラスコホルダー	F-100-5	100mL×5個架	36,000
-62		F-200-4	200mL×4個架	36,000
-63		F-100-6	100mL×6個架	36,000
-64		F-200-5	200mL×5個架	36,000
6601-51	試験管ホルダー	T-1-18	φ18×180(150)mm×40本架	36,000
-52		T-1-25	φ25×180(150)mm×24本架	36,000
-53		T-1-40	φ40×130mm×15本架	36,000
-54	三角フラスコホルダー	F-1-50	50mL×6個架	30,000
-55		F-1-100	100mL×5個架	30,000
-56		F-1-200	200mL×4個架	30,000
-57	バイアル瓶ホルダー	V-1-25	φ25×50mm×24個架	30,000
-58	転倒攪拌型ホルダー	M-1-15	φ15×150mm×32本架	30,000
6601-59	試験管ホルダー	T-5-18	φ18×180mm×148本架	60,000
-60		T-5-25	φ25×180mm×97本架	55,000
-61		T-5-30	φ30×120mm×65本架	55,000
-62		T-5-40	φ40×120mm×47本架	55,000
-63		T-10-18	φ18×180mm×353本架	138,000
-64		T-10-25	φ25×180mm×240本架	126,000
-65		T-10-30	φ30×120mm×170本架	99,500
-66		T-10-40	φ40×120mm×100本架	115,000
-67	三角フラスコホルダー	F-5-50	50mL×32個架	54,000
-68		F-5-100	100mL×22個架	54,000
-69		F-5-200	200mL×15個架	48,000
-70		F-5-300	300mL×9個架	36,000
-71		F-10-50	50mL×58個架	99,600
-72		F-10-100	100mL×50個架	99,600
-73		F-10-200	200mL×35個架	90,000
-74		F-10-300	300mL×26個架	84,000