





加熱皿は金属製のみとなります。セラミックボウルは製造中止になりました。



■ 規格 (蒸留装置用セラミックボウル / 常用温度 800℃)

適合フラスコ	各部分サイズ					質量	コードNo.
	A	B	C	D	E		
500mL	φ 135mm	φ 110mm	φ 116mm	H64mm	H59mm	150g	2250-52
1000mL	φ 175mm	φ 136mm	φ 145mm	H75mm	H67mm	270g	2250-54



■ 規格 (蒸留装置用金属製加熱皿 / 原板常用温度 1000)

適合フラスコ	各部分サイズ			材質	コードNo.
	A	B	C		
500mL	外径 133mm	内径 115mm	内高 53mm	SECC(電気亜鉛めっき鋼板)製	2251-53
1000mL	〃 158mm	〃 138mm	〃 65mm	〃	2251-55

■ 規格 (ケルダール窒素分解装置用金属製加熱皿 / 原板常用温度 1000)

適合フラスコ	各部分サイズ			材質	コードNo.
	A	B	C		
30mL	外径 70mm	内径 49mm	内高13mm	SECC(電気亜鉛めっき鋼板)製	2251-70
50mL	〃 70mm	〃 49mm	〃 13mm	〃	2251-71
100mL	〃 82mm	〃 65mm	〃 22mm	〃	2251-72
200mL	〃 94mm	〃 80mm	〃 28mm	〃	2251-73
300mL	〃 106mm	〃 86mm	〃 35mm	〃	2251-74
500mL	〃 120mm	〃 100mm	〃 35mm	〃	2251-75

セラミックボール(加熱皿)

コードNo.		品 名	型 式	規 格	定 価
2251-	53	金属製加熱皿 (蒸留装置用)		適合フラスコ 500mL	1,800
-	55			" 1000mL	2,100
-	70	ケルダール窒素分解装置用 金属製加熱皿		適合フラスコ 30mL	900
-	71			" 50mL	1,000
-	72			" 100mL	1,200
-	73			" 200mL	1,400
-	74			" 300mL	1,600
-	75			" 500mL	1,800