


PCB測定器具



■ 規 格

図番	品 名	規 格	コードNo.
①	分液ロート(球型)	200mL 上 ϕ 19/38×下 ϕ 19/38(テフロンコック付)	2313-51
②	クロマトグラフ管 (フィルターG2)	内径10×300mm 上 ϕ 19/38×下 ϕ 19/38(テフロンコック付)	2313-52
③	〃	内径20×300mm 〃 (〃)	2313-53
④	吸引アダプター	ϕ 19/38× ϕ 24/40	2311-69
⑤	濃縮フラスコ	500mL ϕ 24/40× ϕ 15/25	2311-62
⑥	受 器	2mL ϕ 15/25(目盛り)	2311-52
⑦	シリカゲル充填用ロート	ϕ 75mm ϕ 19/38	2313-54
⑧	封 管	ϕ 10×250mm	2313-55
⑨	脚長ロート	ϕ 30×150mm	2313-56
⑩	カラム(吸引付)	無水硫酸ナトリウム用	2313-57
⑪	クロマト管(フィルターG2)	内径10×300mm(テフロンコック付) 上 ϕ 19/38	2313-58
⑫	〃 (〃)	内径20×300mm(〃) 〃	2313-59
⑬	〃 (〃)	口径32カラム内径10mm(テフロンコック付)	2313-60
⑭	〃 (〃)	口径32カラム内径15mm(〃)	2313-61
⑮	分液ロート(スキープ型)	滴下式200mL(テフロンコック付) ϕ 19/38(下)	2313-62
⑯	〃 (〃)	〃 300mL(〃) 〃	2313-63



ジャッキ



金属アスピレーター

品 名	規 格	摘 要	コードNo.
金属アスピレーター	排気量 6~7L/min	テフロン弁付	4351

品 名	規 格	材 質	コードNo.
ジャッキ	15×15cm	上下板(SUS-304)	3130-02
〃	20×20cm	〃	3130-03

PCB測定器具

コードNo.		品名	型式	規格	定価
2313-	51	分液ロート		200mL 上 19/38 × 下 19/38	13,000
-	52	クロマトグラフ管		内径10×300mm 上 19/38 × 下 19/38	14,000
-	53	〃		内径20×300mm 〃	14,500
-	54	シリカゲル充填用ロート		Φ75mm 19/38	3,360
-	55	封管		Φ10 × 250mm	1,080
-	56	脚長ロート		Φ30 × 150mm	1,080
-	57	カラム		無水硫酸ナトリウム用	6,000
-	58	クロマト管		内径10×300mm 上 19/38	12,000
-	59	〃		内径20×300mm 上 19/38	13,000
-	60	〃		口径32カラム内径10mm	9,800
-	61	〃		口径32カラム内径15mm	11,000
-	62	分液ロート		滴下式 200mL 19/38	17,000
-	63	〃		滴下式 300mL 19/38	18,000
4351		金属アスピレータ			3,000
3130-	02	ジャッキ		15×15cm	9,500
	03	ジャッキ		20×20cm	11,000