




SCK-5



COD-6

硝酸性窒素還元用カラム装置

■ 特 長

- スプリング式クランプを使用しているため、カラムの着脱がワンタッチで行えます。
- ステンレス(SUS-304)製のため、耐腐食性に優れており、いつまでも清潔です。

硝酸性窒素還元用カラム装置 (SUS-304)製

■ 仕 様

型 式	架数	架台寸法(W×D×H)mm	コードNo.
SCK-5	5	500×220×410	2321-5
SCK-6	6	580×220×410	2321-6
SCK-8	8	740×220×410	2321-8
SCK-10	10	900×220×410	2321-10

※標準ガラス器具付(透明摺り合わせ)

※架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

硝酸性窒素還元用カラム部品(透明摺り合わせ)

■ 仕 様

図番	品 名	規 格	コードNo.
①	分液ロート(円筒型)	50mL(テフロンコック付) \$15/25×\$15/25	2321-51
②	クロマトグラフ用 カラム管	テフロンコック付\$15/25	2321-52
③	比 色 管	50mL \$19/28 外径23.5mm	2321-53

COD蒸留装置

■ 仕 様 自動温度調整器付

型 式	架数	電源(AC)	架台寸法 (W×D×H)mm	質量	コードNo.
COD-2	2	100V-6A	400×300×800	18kg	2241-2
COD-4	4	100V-12A	710×300×800	36kg	2241-4
COD-6	6	100V-18A	1020×300×800	54kg	2241-6
COD-8	8	100V-24A	1330×300×800	72kg	2241-8

標準ガラス器具付(蒸留フラスコ300mL用)

※架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

COD蒸留装置 ガラス部品

品 名	規 格	備考	コードNo.
蒸留フラスコ	300mL \$24/40	※	2241-51
冷却器(リービッヒ)	300mm \$19/38	※	2241-52
連結管(ジョイント)	\$19/38×\$24/40	※	2241-53

備考欄の※印は標準ガラス部品です。

硝酸性窒素還元用カラム装置・COD蒸留装置

硝酸性窒素還元用カラム装置

コードNo.	品名	型式	規格	定価
2321-5	硝酸性窒素還元用カラム装置	SCK-5	架数 5	※ お問い合わせください
-6		SCK-6	架数 6	
-8		SCK-8	架数 8	
-10		SCK-10	架数 10	
-51	分液ロート		50mL	
-52	クロマトグラフ用カラム管		テフロンコック付	
-53	比色管		50mL	

COD蒸留装置

2241-2	COD蒸留装置 (標準ガラス器具付)	GOD-2	電気式 2連	※ お問い合わせください
-4		GOD-4	" 4連	
-6		GOD-6	" 6連	
-8		GOD-8	" 8連	
-51	蒸留フラスコ		300mL 24/40	
-52	冷却器(リービッヒ)		300mm 19/38	
-53	連結管(ジョイント)		19/38 × 24/40	