



302-Gセット

304-Gセット

303-Gセット
305-Gセット

308-Gセット

吸引濾過装置は、懸濁物質(s・s)分離測定用に使用する装置です。濾過器は小型から大型まで器種も豊富ですから、試料水の量に応じて最適な装置をお選び下さい。

● 吸引濾過装置

■ 仕様

コードNo	型式	使用フィルターホルダー	標準セット組み合わせ
4011-01	302-G	105G-47	吸引びん1ℓ(ゴム栓使用) ガラスフィルター
4011-02	302-S	105S-47	吸引びん1ℓ(ゴム栓使用) ステンレススクリーン
4011-03	303-G	107G-47	濾過器φ150×H210mm $\text{¥}24/40$ ガラスフィルター
4011-04	303-S	107S-47	濾過器φ150×H210mm $\text{¥}24/40$ ステンレススクリーン
4011-05	304-G	107G-47	吸引鐘φ150×H210mm $\text{¥}24/40$ ガラスフィルター ガラス板付
4011-06	304-S	107S-47	吸引鐘φ150×H210mm $\text{¥}24/40$ ステンレススクリーン ガラス板付
4011-07	305-G	107G-47	濾過器φ180×H240mm $\text{¥}24/40$ ガラスフィルター
4011-08	305-S	107S-47	濾過器φ180×H240mm $\text{¥}24/40$ ステンレススクリーン
4011-10	308-G	ロート(250ml) ベースは特殊型	吸引アダプター $\text{¥}40/35$ (G-1) 吸引フラスコ1ℓ クランプ付き ガラスフィルター
4011-11	308-S	ロート(250ml) ベースは特殊型	吸引アダプター $\text{¥}40/35$ (G-1) 吸引フラスコ1ℓ クランプ付き ステンレススクリーン

(注) 型式末尾のGはガラスフィルター
Sはステンレスサポートスクリーン

● 部品・名称・規格

コードNo.	品名	適合装置	規格
4011-51	吸引びん1ℓ	302-G・S用	ゴム栓付き
4011-52	濾過器	303-G・S用	内径150×H210mm フタ $\text{¥}24/40$
4011-53	濾過器	305-G・S用	内径180×H240mm フタ $\text{¥}24/40$
4011-55	吸引鐘	304-G・S用	内径150×H210mm $\text{¥}24/40$ (ガラス板別売)
4011-56	吸引アダプター	308-G用	メンブランフィルター47mm用 $\text{¥}40/35$ (フィルターG-2)
4011-57	吸引アダプター	308-S用	メンブランフィルター47mm用 ステンレススクリーン
4011-58	吸引フラスコ	308-G・S用	1ℓ $\text{¥}40/35$ (逆すり)

吸引濾過装置用フィルターホルダー及びクランプ等は前頁のフィルターホルダーの規格をご参照下さい。