


- 1 水質試験機器
- 2 シェーカー機器
- 3 環境試験機器
- 4 薬科機器
- 5 バイオ機器
- 6 食品衛生機器
- 7 その他



302-Gセット

304-Gセット

303-Gセット
305-Gセット

308-Gセット

吸引濾過装置は、懸濁物質(s・s)分離測定用に使用する装置です。濾過器は小型から大型まで器種も豊富ですから、試料水の量に応じて最適な装置をお選び下さい。

● 吸引濾過装置

■ 仕様

コードNo	型式	使用フィルターホルダー	標準セット組み合わせ	定価
4011-01	302-G	105G-47	吸引びん1ℓ(ゴム栓使用) ガラスフィルター	¥ 33,000
4011-02	302-S	105S-47	吸引びん1ℓ(ゴム栓使用) ステンレススクリーン	¥ 42,500
4011-03	303-G	107G-47	濾過器φ150×H210mm 〒 24/40 ガラスフィルター	¥ 95,800
4011-04	303-S	107S-47	濾過器φ150×H210mm 〒 24/40 ステンレススクリーン	¥ 98,000
4011-05	304-G	107G-47	吸引鐘φ150×H210mm 〒 24/40 ガラスフィルター ガラス板付	¥ 92,500
4011-06	304-S	107S-47	吸引鐘φ150×H210mm 〒 24/40 ステンレススクリーン ガラス板付	¥105,000
4011-07	305-G	107G-47	濾過器φ180×H240mm 〒 24/40 ガラスフィルター	¥112,000
4011-08	305-S	107S-47	濾過器φ180×H240mm 〒 24/40 ステンレススクリーン	¥120,000
4011-10	308-G	ロート(250ml) ベースは特殊型	吸引アダプター 〒 40/35(G-1) 吸引フラスコ1ℓ クランプ付き ガラスフィルター	¥ 48,000
4011-11	308-S	ロート(250ml) ベースは特殊型	吸引アダプター 〒 40/35(G-1) 吸引フラスコ1ℓ クランプ付き ステンレススクリーン	¥ 59,500

(注) 型式末尾のGはガラスフィルター
Sはステンレスサポートスクリーン

● 部品・名称・規格

コードNo.	品名	適合装置	規格	定価
4011-51	吸引びん1ℓ	302-G・S用	ゴム栓付き	¥ 5,800
4011-52	濾過器	303-G・S用	内径150×H210mm フタ 〒 24/40	¥62,800
4011-53	濾過器	305-G・S用	内径180×H240mm フタ 〒 24/40	¥85,000
4011-55	吸引鐘	304-G・S用	内径150×H210mm 〒 24/40 (ガラス板別売)	¥66,000
4011-56	吸引アダプター	308-G用	メンブランフィルター47mm用 〒 40/35 (フィルターG-2)	¥18,500
4011-57	吸引アダプター	308-S用	メンブランフィルター47mm用 ステンレススクリーン	¥30,500
4011-58	吸引フラスコ	308-G・S用	1ℓ 〒 40/35 (逆すり)	¥11,800

吸引濾過装置用フィルターホルダー及びクランプ等は前頁のフィルターホルダーの規格をご参照下さい。